


# PRODUKTY PRO EDITACI GENOMU



## CRISPR / Cas9®

- Jednoduchá metoda pro editaci DNA založená na principu CRISPR / Cas9.
- Velice přesná manipulace genomu díky tzv. gesiklům – váčkům odvozeným z buněčné linie specifického glykoproteinu, ve kterých je obsažena endonukleáza Cas9 společně s cílově specifickou sgRNA. Tyto gesikly zajistí přesný transport a fúzi s cílovou buňkou, díky čemuž je zajištěn vysoce efektivní editing genu.
- Široké spektrum cílových buněk.
- Velice přesná kontrola.

Výrobce	#	Produkt	Balení	Cena (Kč)
Takara Bio	632612	pGuide-it-sgRNA1 Vector System	1 systém	13 556,-
	632613	Guide-it™ CRISPR/Cas9 Gesicle Production System	1 systém	28 829,-
	632616	Guide-it™ CRISPR/Cas9 Gesicle Packaging Set	10 reakcí	24 710,-
	632617	Gesicle Producer 293T Cell Line	1 ml	12 184,-